

LABORATORIO RED SENASA LR 0781  
 9 de Julio 941 - Córdoba capital  
 Tel. de contacto: 3515096463

**Vigencia: 11/09/2024**

QUIMICA SANGUINEA	SERVICIO DE QUIMICA CLINICA	CONSERVACIÓN
ACIDO B-HIDROXIBUTIRICO	SUERO O PLASMA HEPARINIZADO	REFRIGERAR
ACIDO FOLICO	Suero / refrigerar y proteger luz	REFRIGERAR
ACIDO URICO	Suero	REFRIGERAR
ACIDOS BILIARES	2 ml Suero	REFRIGERAR
ACIDOS BILIARES (POST PRANDIAL)	2 Sueros (basal y pp)	REFRIGERAR
ACIDO-BASE	Plasma con heparina	REFRIGERAR
ACIDO LACTICO	PLASMA con Fluoruro EDTA(Tapa gris)	REFRIGERAR
ALBUMINA	Suero	REFRIGERAR
AMILASA	Suero	REFRIGERAR
ALUMINIO	5 ml Suero	REFRIGERAR
AMONIO	Tube Edta / remitir urgente al laboratorio	REFRIGERAR
BILIRRUBINA /BD,BI/	Suero	REFRIGERAR
CALCIO	Suero	REFRIGERAR
CALCIO IONICO	Suero	REFRIGERAR
COBALAMINA/VIT. B12	Suero / refrigerar y proteger luz	REFRIGERAR
COBRE SERICO BOVINO	0,5 ml SUERO	AMBIENTE
COBRE SERICO EQUINO	0,5 ml SUERO	AMBIENTE
COLESTEROL HDL	Suero	REFRIGERAR
COLESTEROL LDL	Suero	REFRIGERAR
COLESTEROL TOTAL	Suero	REFRIGERAR
CPK	Suero	REFRIGERAR
CPK-MB VETERINARIA	Suero	REFRIGERAR
CREATININA	Suero	REFRIGERAR
FOSFATASA ACIDA TOTAL	Suero	REFRIGERAR
FOSFATASA ALCALINA	Suero	REFRIGERAR

FOSFORO	Suero	REFRIGERAR
FRUCTOSAMINA	Suero	REFRIGERAR
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (G.G.T)	Suero	REFRIGERAR
GASES EN SANGRE	consultar	REFRIGERAR
GLUCEMIA	Suero	REFRIGERAR
GOT - AST	Suero	REFRIGERAR
GPT- ALT	Suero	REFRIGERAR
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR
HIERRO	Suero	REFRIGERAR
IONOGRAMA PLASMÁTICO (NA <sup>+</sup> – K <sup>+</sup> -CL <sup>-</sup> )	Suero	REFRIGERAR
IONOGRAMA URINARIO VETERINARIO	Orina	REFRIGERAR
LDH	Suero	REFRIGERAR
LIPASA	Suero	REFRIGERAR
MAGNESIO	Suero	REFRIGERAR
PROTEINAS TOTALES	Suero	REFRIGERAR
PROTEINOGRAMA X ELECTROFORESIS	Suero	REFRIGERAR
PROTEINA C REACTIVA	NO	REFRIGERAR
RELACION ALB/GLOB.	Suero	REFRIGERAR
TRIGLICÉRIDOS	Suero	REFRIGERAR
TRIPSINA INMUNOREACTIVA	Suero	REFRIGERAR
SELENIO SERICO	2 ml Suero	REFRIGERAR
UREA	Suero	REFRIGERAR
VITAMINA D TOTAL(D2+D3)	Suero / refrigerar y proteger luz	REFRIGERAR
VITAMINA A-RETINOL	Suero	REFRIGERAR
VITAMINA C-ASCORBICO	Suero	REFRIGERAR
ZINC VETERINARIO	2 ml SUERO	REFRIGERAR
GLUTATION PEROXIDASA (GOD) -VETERINARIA	Suero	REFRIGERAR
SUPEROXIDASO DISMUTASA (SOD) -VETERINARIA	Suero	REFRIGERAR
<b>MATERIA FECAL</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
COPROCULTIVO	Muestra aislada en embase esteril	REFRIGERAR
COPROPARASITOLÓGICO (Parasitologico seriado)	Muestra aislada o Seriada en Formol 10%	REFRIGERAR
ESTEATOCRITO	Muestra aislada sin Formol	REFRIGERAR
FASCIOLA HEPATICA	MATERIA FECAL	REFRIGERAR
FUNCIONAL DE MF	CONS. DIETA- Recolectar MF en frasco seco	REFRIGERAR
H.P.G-COPROPARAS. CUANTITATIVO	MATERIA FECAL	REFRIGERAR

H.P.G-COPROPARAS. CUANTITATIVO - POOL 5 MUESTRAS	REMITIR 5 MF EN BOLSAS SIN AIRE	REFRIGERAR
TIPIFICACION DE LARVAS (CULTIVO MF)	MATERIA FECAL	Tº AMBIENTE
QUIMOTRIPSINA	MATERIA FECAL DE 3 DIAS	REFRIGERAR
SANGRE EN MATERIA FECAL-METODO INMUNOLOGICO	Muestra aislada sin Formol	REFRIGERAR
MICOLOGICO EN MF	Muestra aislada en embase esteril	REFRIGERAR
REC. DE COLONIAS EN MF	Muestra aislada en embase esteril	REFRIGERAR
PARASITOLOGICO-TEC. DE BAERMANN	MATERIA FECAL FRESCA	Tº AMBIENTE
<b>SERVICIO DE HISTOPATOLOGIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
CITOLOGIA (PAAF)	Frotis/extendido	AMBIENTE
CITOLOGIA DE OIDO	Frotis/extendido	AMBIENTE
CITOLOGIA VAGINAL (1 MUESTRA)	Frotis/extendido	AMBIENTE
CITOLOGIA VAGINAL (2DA MUESTRA EN ADELANTE)	Frotis/extendido	AMBIENTE
HISTOPATOLOGÍA	Remitido en Formol 10%	AMBIENTE
HISTOPATOLOGÍA "URGENTE"	Remitido en Formol 10%	AMBIENTE
BIOPSIA:A PARTIR DE LA 2DA MUESTRA, ADICIONAL	Remitido en Formol 10%	AMBIENTE
LCR-FCO/QUIM.	3 ml DE LCR	REFRIGERAR
MEDULOGRAMA	Medula osea: Frotis/extendido + MO tubo c/ EDTA	AMBIENTE
FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA	sangre con EDTA + Frotis/extendido + MO tubo c/ EDTA	AMBIENTE
COLORACION PEROXIDASA	sangre con EDTA + Frotis/extendido + MO tubo c/ EDTA	AMBIENTE
CITOLOGIA ATB/BAL	BAL/ASPIRADO TRAQUEO BRONQUIAL	REFRIGERAR
BIOPSIA ENDOMETRIAL	Remitido en Formol 10%	AMBIENTE
TOMA DE MUESTRA POSTMORTEM(HASTA 1 Kg)	PIEZA QUIRURGICA	REFRIGERAR
<b>INMUNOHISTOQUIMICA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
MARCADOR PARA CROMOGRANINA	Vidrio/Taco	AMBIENTE
MARCADOR PARA CITOQUERATINA AE1/AE3	Vidrio/Taco	AMBIENTE
MARCADOR PARA CD45	Vidrio/Taco	AMBIENTE
MARCADOR PARA PROTEINA S-100	Vidrio/Taco	AMBIENTE
IHQ-INTERPRETACION	Vidrio/Taco	AMBIENTE
CD3	Vidrio/Taco	AMBIENTE
CD20	Vidrio/Taco	AMBIENTE
<b>LIQUIDO DE PUCION</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
ANALISIS DE LIQUIDO DE PUNCION (FCO/QCO/CITOLOGIA)	Liquido de puncion	REFRIGERAR
AMILASA EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
BILIRRUBINA(BT/BD/BI)	Liquido de puncion	REFRIGERAR
COLESTEROL EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR

CREATININA EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
CPK EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
GLUCOSA EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
TRIGLICERIDOS EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
UREA EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
LIPASA EN LP	Liquido de puncion	REFRIGERAR
<b>SEROLOGIAS</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
BRUCELLA ABORTUS (AS)	Suero	REFRIGERAR
BRUCELLA CANIS (AS)	Suero	REFRIGERAR
BRUCELA SP (Suis/Melitensis)	Suero	REFRIGERAR
BRUCELOSIS OVINA	Suero	REFRIGERAR
CHLAMYDIA PSITACI	Consultar	REFRIGERAR
CORONAVIRUS - PIF (IC)	Suero	REFRIGERAR
DIARREA VIRAL BOVINA(DVB)	1 ml SUERO	REFRIGERAR
DISTEMPER (IC)	suero - Isopado de conjuntiva	REFRIGERAR
DISTEMPER (IFI)	Suero	REFRIGERAR
EHRlichia CANIS (IC)	suero	REFRIGERAR
EHRlichia CANIS (IFI)	suero	REFRIGERAR
HERPES VIRUS(IFI)	Suero	REFRIGERAR
LEISHMANIASIS -IC	suero	REFRIGERAR
LEISHMANIASIS -IFI	1 ml SUERO	REFRIGERAR
LEISHMANIA RK39 - Confirmatorio	Suero	REFRIGERAR
LEPTOSPIROSIS (MAT)	Suero	REFRIGERAR
LEUCOSIS BOVINA	1 ml SUERO	REFRIGERAR
NEOSPORAS (ELISA)	Suero	REFRIGERAR
DVB(IFI)	Suero	REFRIGERAR
PARVOVIRUS	Materia fecal (sin formol)	REFRIGERAR
RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA	1 ml SUERO	REFRIGERAR
TOXOPLASMOSIS CANINA(IFI)	suero	REFRIGERAR
TOXOPLASMOSIS FELINA (IFI)	suero	REFRIGERAR
TOXOPLASMOSIS FELINA (HAI)	suero	REFRIGERAR
VIF+VILEF	Suero	REFRIGERAR
LEPTOSPIROSIS EQUINA (MAT)	Suero	REFRIGERAR
CAMPYLOBACTER(IFD)	RASPADO PREPUCIAL/FLUIDO VAGINAL/MAT. DE ABORTO	AMBIENTE
	MEDIO FORMOLADO	

TRICHOMONAS(CULTIVO)	RASPADO PREPUCIAL/FLUIDO VAGINAL/MAT. DE ABORTO	AMBIENTE
	MEDIO CULTIVO	
CAMPYLOBACTER Y TRICHOMONAS (PCR)	RASPADO PREPUCIAL/FLUIDO VAGINAL/MAT. DE ABORTO	AMBIENTE
	SOLUCION FISIOLOGICA TAMPONADA	
TRIQUINELOSIS POR DIGESTION ENZIMATICA	DIAFRAGMA(ENTRAÑA)	REFRIGERADO
PARVOVIRUS PORCINO	Suero	REFRIGERAR
LEPTOSPIROSIS PORCINA	Suero	REFRIGERAR
COVID-19 (PCR)	HISOPADO MASAL Y FARINGEO	REFRIGERAR
MICOBACTERIUM SP (PCR)	HISOPADO MASAL Y FARINGEO	REFRIGERAR
TRIPANOSOMA CRUCI (HAI)	Suero	REFRIGERAR
LEISHMANIA PCR	Suero	REFRIGERAR
INFLUENZA A-Ag - IC	Suero	REFRIGERAR
INFLUENZA A-B - PCR	Suero	REFRIGERAR
INFLUENZA B-Ag - IC	Suero	REFRIGERAR
NEOSPORA POR PCR	Suero	REFRIGERAR
CHLAMYDIA PSITACI - PCR	HISOPADO MASAL Y FARINGEO	REFRIGERAR
<b>LABORATORIO DE RED - LR: 0781</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
BPA*	Suero libre de hemolisis	REFRIGERAR
PRUEBAS CONFIRMATORIAS SAT/2ME	Suero libre de hemolisis	REFRIGERAR
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA*	Suero libre de hemolisis	REFRIGERADO
ENFERMEDAD DE AUJESZKY (ELISA)	Suero libre de hemolisis	REFRIGERADO

\* CON LA MUESTRA REMITIR LIBRETA SANITARIA EQUINA (HABILITADA)/CERTIFICADO EQUINO/PASAPORTE EQUINO.  
COMPLETA CON FECHA DE EXTRACCION, RENSPA, FIRMA Y SELLO DEL VETERINARIO ACREDITADO.

\* Remitir las muestras con PROTOCOLO DE EXTRACCION DE MUESTRAS completo para pruebas de Brucelosis y Aujeszky.  
Solicitar al laboratorio el envio por mail o descargarlo por la pagina web.

SERVICIO DE TOXICOLOGIA	MUESTRA	CONSERVACION
ARSENICO	CONSULTAR	REFRIGERAR
BROMURO DE POTASIO	Suero	REFRIGERAR
CADMIO	5 ml SANGRE CON HEPARINA	REFRIGERAR
CIANURO	CONSULTAR	REFRIGERAR
DIGOXINA	Suero	REFRIGERAR
FENOBARBITAL	Suero	REFRIGERAR
FLUORURO SERICO	3 ml SUERO	REFRIGERAR

MERCURIO SERICO	2 ml SUERO	REFRIGERAR
PESTICIDAS ORGANOCORADOS	CONSULTAR	REFRIGERAR
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS	CONSULTAR	REFRIGERAR
PLOMO EN SANGRE	sangre con Heparina 10 ml	REFRIGERAR
SELENIO-BOVINOS	1 ml SUERO	REFRIGERAR
SELENIO-OTRAS ESPECIES	CONSULTAR	REFRIGERAR
ALUMINIO SERICO	Suero	REFRIGERAR
ARSENICO VETERINARIO - ORINA	ORINA (10ml)	REFRIGERAR
MERCURIO VETERINARIO - ORINA	ORINA (10ml)	REFRIGERAR
<b>SERVICIO DE HEMATOLOGIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
BUSQUEDA DE PARASITOS SANGUINEOS (METANOL/GIEMSA)	Frotis de sangre periferica y/o tubo Edta	AMBIENTE
DIROFILARIA - TEST DE KNOTT	2 ml DE SANGRE C/ EDTA	REFRIGERAR
FILARIAS EN SANGRE-KNOTT MODIF.	2 ml DE SANGRE ENTERA	REFRIGERAR
ERITROSEDIMENTACION EQUINOS	2 ml SANGRE CITRATADA	REFRIGERAR
ERITROSEDIMENTACION PEQ. ANIMALES	2 ml SANGRE CITRATADA	REFRIGERAR
HEMOGRAMA CTO	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR
OBSERVACION DE CUERPOS DE INCLUSION (MOQUILLO)	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR
RECUENTO ABSOLUTO DE EOSINOFILOS(RAE)	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR
METAHEMOGLOBINA	Sangre Arterial con Heparina	REFRIGERAR
RETICULOCITOS (IPR / RECUENTO ABSOLUTO)	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR
CROSS MATCH (RECEPTOR + 1 DONANTE)	Tubo Edta + Tubo sin anticoag. DADOR Tubo Edta + Tubo sin anticoag. RECEPTOR	REFRIGERADO
CROSS MATCH (DONANTE ADICIONAL)	Tubo Edta + Tubo sin anticoag. DADOR Tubo Edta + Tubo sin anticoag. RECEPTOR	REFRIGERADO
AUTOVACUNA *	Remitir al laboratorio 1 gr de biopsias de los papilomas colocados en frasco esteril seco o sol. Fisiologica esteril.	REFRIGERADO
CELULAS LE (LES)	Tubo sin anticoag	REFRIGERADO
GRUPO SANGUINEO CANINO	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERADO
GRUPO SANGUINEO FELINO	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERADO
<b>SERVICIO DE HEMOSTASIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
FIBRINOGENO	Tubo con citrato / tapa azul o celeste	REFRIGERAR
KPTT o APTT	Tubo con citrato / tapa azul o celeste	REFRIGERAR
T DE PROTROMBINA	Tubo con citrato / tapa azul o celeste	REFRIGERAR
RECUENTO DE PLAQUETAS	Tubo Edta / tapa violeta	REFRIGERAR

<b>SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
ACTH	Plasma con EDTA correctamente enrrasado	REFRIGERAR
ALDOSTERONA	Suero	REFRIGERAR
CORTISOL / CREAT. URINARIA	consultar toma de muestra	REFRIGERAR
CORTISOL PLASMATICO	Suero	REFRIGERAR
ESTRADIOL PLASMATICO	Suero	REFRIGERAR
ERITROPOYETINA	Suero	REFRIGERAR
INSULINEMIA	Suero	REFRIGERAR
PROGESTERONA	Suero	REFRIGERAR
T3	Suero	REFRIGERAR
T4	Suero	REFRIGERAR
T4 LIBRE	Suero	REFRIGERAR
TESTOSTERONA	Suero	REFRIGERAR
TSH	Suero	REFRIGERAR
TSH FELINA	Suero	REFRIGERAR
CORTISOL POST. PRUEBA DE DEPRESIÓN CON DEXAMETASONA A I	CONSULTAR PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS	REFRIGERAR
CORTISOL POST. PRUEBA DE DEPRESIÓN CON DEXAMETASONA A I	CONSULTAR PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRAS	REFRIGERAR
INDICE HOMA-IR (INDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA)	Suero	REFRIGERAR
HORMONA ANTIMÜLLERIANA	Suero	REFRIGERAR
SOMATOMEDINA C (IGF-1) VETERINARIA	Suero	REFRIGERAR
LIPASA PANCREATICA ESPECIFICA	Suero	REFRIGERAR
<b>ORINA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
ANALISIS DE CALCULO URINARIO	Calculo - Muestra sin conservante	AMBIENTE
CREATININA URINARIA	Orina	REFRIGERAR
ORINA COMPLETA	Orina	REFRIGERAR
PROTEINAS TOTALES URINARIAS	Orina	REFRIGERAR
RELACION PROT. U/CREAT. UR.	Orina	REFRIGERAR
UROCULTIVO	Orina en embase esteril / Puncion vesical	REFRIGERAR
FOSFATURIA	Orina	REFRIGERAR
CALCIURIA	Orina	REFRIGERAR
RELACION G.G.T/CR. URINARIA	Orina	REFRIGERAR
PLOMO EN ORINA	Orina - 35 ml EN FRASCO	REFRIGERAR
ACIDO URICO URINARIO	Orina	REFRIGERAR
<b>SERVICIO DE MICROBIOLOGIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
AGUA GANADO (BACTERIOLOGICO)	VER. INSTRUCTIVO	REFRIGERAR

AGUA GANADO(FISICO/QUIMICO)	VER. INSTRUCTIVO	REFRIGERAR
BACILLUS ANTHRACIS CULTIVO-TIPIF.	HISOP. VARIOS	REFRIGERAR
CARBUNCLO BACTERIDIANO	HISOP. VARIOS	REFRIGERAR
CULTIVO- IDENTIFICACION - ANTIBIOGRAMA	Muestra en embase esteril	REFRIGERAR
CULTIVO MICOLOGICO	Muestra en embase esteril	AMBIENTE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS - COLORACION	FROTIS DE HISOPADO NASAL	AMBIENTE
CULTIVOS ANAEROBIOS	CONDICIONES ANAEROBIAS ESTRICTAS	AMBIENTE
ESPERMOCULTIVO	Muestra en embase esteril	REFRIGERAR
HEMOCULTIVO	Pedir frascos con medio para hemocultivo	AMBIENTE
MICOTOXINAS TOTALES	MATERIALES VARIOS	AMBIENTE
TEST RAPIDO DE DERMATOFITOS (Cultivo)	Muestra en embase esteril	AMBIENTE
RASPADO DE PIEL Y OBSERVACION DE PELOS	Piel y pelos entre portaobjetos	AMBIENTE
LAVADO UTERINO	Liquido de lavado uterino	REFRIGERAR
BACILOSCOPIA Y CULTIVO DE MICOBACTERIAS	Liquido pleural/pulmonar - BAL - Biopsia pulmon	REFRIGERAR
MUESTRA SISTEMA RESPIRATORIO	BAL/ATB	REFRIGERAR
CULTIVO OTICO ( BACTERIOLOGICO/MICOLOGICO)	MUESTRA DE OIDO	REFRIGERAR
CULTIVO EN MEDIO ENRIQUECIDO	MATERIAL BIOLÓGICO	REFRIGERAR
MICOLOGIA PROFUNDA	MATERIAL BIOLÓGICO	REFRIGERAR
PARASITOLOGICO DIRECTO	FROTIS DE HISOPADO DE LESION/MF FRESCA	AMBIENTE
PARASITOS SUPERIORES(Ziehl-Neelsen)- CRIPTOSPORIDIUM	MAT. FECAL - MAT. BIOLÓGICO	REFRIGERAR
IDENTIFICACION MICROBIOLÓGICA AUTOMATIZADA VET.	MAT. BIOLÓGICO	REFRIGERAR
SENSIBILIDAD ANTIFUNGICA VET.	MAT. BIOLÓGICO	REFRIGERAR
<b>ANDROLOGIA</b>	<b>MUESTRA</b>	<b>CONSERVACION</b>
ESPERMOGRAMA	Semen fresco	AMBIENTE
CITRATO EN SEMEN	Semen fresco	REFRIGERAR
FRUCTOSA EN SEMEN	Semen fresco	REFRIGERAR
FOSFATASA ALCALINA EN SEMEN	Semen fresco	REFRIGERAR
ESPERMOGRAMA - SEMEN CONGELADO	Semen Congelado	REFRIGERAR
<b>PERFILES</b>	<b>MUESTRAS</b>	<b>CONSERVACION</b>
<b>PEQUEÑOS ANIMALES</b>		
BASICO	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
COMPLETO	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
COMPLETO-2	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
COMPLETO+IONOGRAMA	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
COAGULACION COMPLETO	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero +Tubo citrato	REFRIGERAR



<b>PREQUIRURGICO BASICO</b>	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
<b>PERFIL RENAL BASICO</b>	2 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
<b>PERFIL RENAL SIMPLE</b>	3 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
<b>EQUINOS</b>	<b>MUESTRAS</b>	
<b>BASICO EQUINO</b>	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
Hemograma - Proteínas totales - Urea - Creatinina - AST GGT - CPK		
<b>COMPLETO EQUINO</b>	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
Hemograma - Proteínas totales - Urea - Creatinina - AST GGT - CPK - Bilirrubina		
<b>PREQUIRURGICO EQUINO</b>	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
Hemograma - Proteínas totales - Urea - Creatinina - AST GGT - Rec. Plaquetario - Albumina		
<b>RENDIMIENTO DEPORTIVO EQUINO</b>	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
Hemograma - Proteínas totales - AST - GGT - Albumina CPK - Bilirrubina		
<b>PERFIL MINERAL BOVINO</b>	<b>MUESTRAS</b>	REFRIGERAR
Calcio -Fosforo - Ionograma plasmatico(Na/K/Cl)	Suero	libre de hemolisis
Magnesio		
<b>ANIMALES EXOTICOS/SALVAJES</b>	<b>MUESTRAS</b>	
<b>COMPLETO POR SISTEMAS</b>		
Hemograma-Rec. Plaquetas-GOT-GPT-GGT-FAL-Bilirrubina- Proteinas totales -Albumina-Urea-Creatinina-Fosforo- Ionograma plasmatico-CPK-LDH	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
<b>SIMPLE</b>		
Hemograma - Proteínas totales - Urea - Creatinina - AST - Rec. Plaquetario - Albumina-GOT-GPT	1 tubo con EDTA + 1 tubo con suero	REFRIGERAR
<b>QUIMICA COMPLETA</b>		
Hemograma - Proteínas totales - AST - GOT - Albumina CPK - Creatinina-Urea-Ionograma plasmatico.	Suero	REFRIGERAR
<b>HEMOGRAMA DE AVES</b>	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
Metodologia: MANUAL- Recuento en camara		
<b>OTROS SERVICIOS</b>		
ACONDICIONAMIENTO MUESTRA VET. - 1		
ACONDICIONAMIENTO MUESTRA VET. - 2		

TUBOS CON MEDIO PARA TRICHOONAS		
RASPADORES PREPUCIALES DESCARTABLES		
<b>BIOLOGIA MOLECULAR - PCR</b>	<b>MUESTRAS*</b>	<b>CONSERVACION</b>
BABESIA CANIS	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
CALICIVIRUS	Hisopado de lesiones de boca/nariz si no hay remitir tubo con EDTA	REFRIGERAR
CHLAMYDIA PSITACI	Hisopado de secrecion ocular//nariz si no hay remitir tubo con EDTA	REFRIGERAR
CORONAVIRUS	Hisopado de recto o tubo con EDTA	REFRIGERAR
DISTEMPER-MOQUILLO CANINO	Hisopado de secrecion ocular//nariz si no hay remitir tubo con EDTA	REFRIGERAR
EHRlichia CANIS	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
HEPATOZON CANIS	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
HERPES VIRUS	Hisopado de lesiones de boca/nariz si no hay remitir tubo con EDTA	REFRIGERAR
MICOPLASMA	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
NEOSPORA CANIS	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
PARVOVIRUS CANINO	Hisopado de recto o tubo con EDTA	REFRIGERAR
PANLEUCOPENIA FELINA	Hisopado de recto o tubo con EDTA	REFRIGERAR
TOXOPLASMA GONDI	Hisopado de lesiones de boca/nariz si no hay remitir tubo con EDTA	REFRIGERAR
VIF	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
VILEF	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
PERFIL RETROVIRAL FELINO	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
CARGA VIRAL VILEF-CUANTITATIVO	1 tubo con EDTA	REFRIGERAR
(Se realiza previamente VILEF por PCR)		
<p><b>* Los hisopos son de mango plastico, punta de dacron, cubrir la punta del hisopo en sol. Fisiologica estril. Pedir este material</b></p>		